


SCHEMA TECNICA

ArtiSential Pinze e Dissettori Bipolari con anelli di controllo regolabili



Destinazione d'uso:


Le Pinze e Dissettori Bipolari ArtiSential sono strumenti monouso, invasivi che vengono utilizzati anche con un generatore elettrochirurgico. Sono destinati ad essere utilizzati durante le procedure chirurgiche laparoscopiche, toracoscopiche ed endoscopiche per incisione/coagulazione per elettrocauterizzare, afferrare e sezionare il tessuto.

Le procedure indicate sono:


procedure chirurgiche addominali, ginecologiche, urologiche, toraciche, plastiche e ricostruttive, otorino, pediatriche, cardiocirurgiche etc..


Codice	Descrizione					Repertorio DM	CND
ABF01-LV	ArtiSential	Pinza Bip. Fenestrata ADJ	Lock	38cm		2555816	K01020199
ABF01-FV	ArtiSential	Pinza Bip. Fenestrata ADJ	No-Lock	38cm		2555857	
ABF01S-LV	ArtiSential	Pinza Bip. Fenestrata ADJ	Lock	25cm		2555834	
ABF01S-FV	ArtiSential	Pinza Bip. Fenestrata ADJ	No-Lock	25cm		2555830	
ABD01-LV	ArtiSential	Dissettore Bip. Maryland ADJ	Lock	38cm		2555863	
ABD01-FV	ArtiSential	Dissettore Bip. Maryland ADJ	No-Lock	38cm		2555861	
ABD01S-LV	ArtiSential	Dissettore Bip. Maryland ADJ	Lock	25cm		2555884	
ABD01S-FV	ArtiSential	Dissettore Bip. Maryland ADJ	No-Lock	25cm		2555866	
ABD02-LV	ArtiSential	Dissettore Bip. Precise ADJ	Lock	38cm		2555888	
ABD02-FV	ArtiSential	Dissettore Bip. Precise ADJ	No-Lock	38cm		2555886	
ABD02S-LV	ArtiSential	Dissettore Bip. Precise ADJ	Lock	25cm		2555892	
ABD02S-FV	ArtiSential	Dissettore Bip. Precise ADJ	No-Lock	25cm		2555890	
ABD04-LV	ArtiSential	Dissettore Bip. Blunt Tip ADJ	Lock	38cm		2557276	
ABD04-FV	ArtiSential	Dissettore Bip. Blunt Tip ADJ	Lock	38cm		2557283	
ABD04S-LV	ArtiSential	Dissettore Bip. Blunt Tip ADJ	Lock	38cm		2557287	
ABD04S-FV	ArtiSential	Dissettore Bip. Blunt Tip ADJ	Lock	38cm		2557288	

Descrizione del sistema:



Misure:



No.	Descrizione/ Funzione	Spiegazione
1	Morso	Le pinze del morso costituiscono l'elettrodo bipolare, che è una parte per tenere i tessuti, fare l'emostasi e taglio/coagulazione.
2	Snodo distale morso	La connessione snodata del morso, che sostiene le branche della pinza e permette la regolazione e movimentazione delle stesse da un lato all'altro.
3	Snodo prossimale morso	La connessione snodata del morso che permette allo stesso di muoversi contemporaneamente allo snodo distale per articolare in basso e in alto la pinza.
4	Stelo	Stelo di connessione tra gli snodi del morso e l'impugnatura
5	Anelli di controllo	La sede è posta nell'impugnatura, l'operatore inserendovi le dita è in grado di controllare i movimenti di presa del morso, quindi apertura e chiusura dello stesso, inoltre mediante le strisce in velcro regolabili, tale controllo diviene maggiormente preciso grazie ad una maggiore aderenza delle dita agli anelli stessi. 
6	Impugnatura	Spostando l'impugnatura verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e destra si muove il morso verso l'alto, verso il basso, a sinistra e a destra di un intervallo di +/-80 gradi, anche quando si ruota l'impugnatura, il morso può ruotare di 360 gradi.
7	Connettore	Il connettore del cavo per un'unità elettrochirurgica.
8	Leva di blocco*	Fissa la posizione di presa e articolazione. *solo per i modelli dotati di leva di blocco. 

Morsi:



Pinza Bipolare Fenestrata

Pinza Bipolare Maryland

Dissettore Bipolare Precise





Dissettore Bip. Blunt Tip

ABF01-LV ABF01-FV ABF01x-LV ABF01x-FV	ABD01-LV ABD01-FV ABD01x-LV ABD01x-FV	ABD02-LV ABD02-FV ABD02x-LV ABD02x-FV	ABD04-LV ABD04-FV ABD04x-LV ABD04x-FV
--	--	--	--

Codice	Specifiche	D Diametro mm	E Morso mm	F Stelo mm
ABF01-LV	Pinza Bipolare Fenestrata Lock ADJ	Ø 8	18	380
ABF01S-LV				250
ABF01-FV	Pinza Bipolare Fenestrata ADJ – No Lock			380
ABF01S-FV				250
ABD01-LV	Dissettore Bipolare Maryland Lock ADJ		20	380
ABD01S-LV				250
ABD01-FV				380
ABD01S-FV				250
ABD02-LV	Dissettore Bipolare Precise Lock ADJ		17	380
ABD02S-LV				250
ABD02-FV				380
ABD02S-FV				250
ABD04-LV	Dissettore Bipolare Blunt Tip Lock ADJ		17	380
ABD04S-LV				250
ABD04-FV	Dissettore Bipolare Blunt Tip ADJ – No Lock			380
ABD04S-FV				250

Prestazioni e Movimenti:

Prestazioni	
Angolo di articolazione morso alto/basso	Angolo di articolazione morso destra/sinistra
$\pm 80^\circ$ o più	$\pm 80^\circ$ o più



Tipo di Elettrodo:	Bipolare
Materiali di composizione:	Ceramica/Vetro, Polimeri (Siliconi), Acciaio inox, Zirconio
Stoccaggio:	Dopo il confezionamento, i prodotti devono essere conservati nelle seguenti condizioni, evitare i gas corrosivi e conservarli in un luogo ben ventilato. Umidità relativa: meno dell'80%, Temperatura: 1°C~50°C
Sterilizzazione:	EO Ossido di Etilene
Durata della Sterilizzazione:	36 mesi
Marchio CE:	Nr. 2024-MDR/QS-009 – Notify Body: 3EC International A.S. - 2265
Compatibilità:	Il prodotto è conforme alle normative vigenti in materia di compatibilità, tossicità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici, ed è privo di lattice e ftalati.
Classe di Appartenenza:	Classe IIb – Reg. UE 2017/745
Istruzioni, avvertenze, controindicazioni ecc.:	Si rimanda alle istruzioni d'uso allegate
Confezione:	Singola-monouso, Box da 1 pz
Confezionamento:	Esterno: cartone Interno: TNT – polietilene
Produttore:	LivsMed Inc. 304, D-dong, 700, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Repubblica di Corea (Yatap-dong Bundang TechnoPark) Tel: +82 70-4282-7652 Fax: +82 31-706-3211 Sito web: www.livsmed.co.kr e-mail: livsmed.info@gmail.com
Distributore Italia:	Joint Medical Srl Via Filippo Turati, 74 00015 - Monterotondo (RM) Tel. +39 06 39366066 Fax +39 06 25496205 info@jointmedical.it www.jointmedical.it