

SCHEMA TECNICA

ArtiSential Pinze e Dissettori con anelli di controllo regolabili

**Destinazione d'uso:**


Le Pinze e Dissettori ArtiSential sono strumenti monouso. Sono destinati ad essere utilizzati durante le procedure chirurgiche laparoscopiche, toracoscopiche ed endoscopiche per afferrare il tessuto.

Le procedure indicate sono:


procedure chirurgiche addominali, ginecologiche, urologiche, toraciche, plastiche e ricostruttive, otorino, pediatriche, cardiocirurgiche etc..


Codice	Descrizione	Repertorio DM	CND
5AUF01-LV	ArtiSential Pinza Fenestrata ADJ Lock 5mm/38cm	2557344	K01020199
5AUF01-FV	ArtiSential Pinza Fenestrata ADJ No-Lock 5mm/38cm	2557339	
5AUF01S-LV	ArtiSential Pinza Fenestrata ADJ Lock 5mm/30cm	2557347	
5AUF01S-FV	ArtiSential Pinza Fenestrata ADJ No-Lock 5mm/30cm	2557346	
5AUD01-LV	ArtiSential Dissettore Maryland ADJ Lock 5mm/38cm	2558191	
5AUD01-FV	ArtiSential Dissettore Maryland ADJ No-Lock 5mm/38cm	2558196	
5AUD01S-LV	ArtiSential Dissettore Maryland ADJ Lock 5mm/30cm	2558198	
5AUD01S-FV	ArtiSential Dissettore Maryland ADJ No-Lock 5mm/30cm	2558200	
5AUD02-LV	ArtiSential Dissettore Precise ADJ Lock 5mm/38cm	2558203	
5AUD02-FV	ArtiSential Dissettore Precise ADJ No-Lock 5mm/38cm	2558201	
5AUD02S-LV	ArtiSential Dissettore Precise ADJ Lock 5mm/30cm	2558207	
5AUD02S-FV	ArtiSential Dissettore Precise ADJ No-Lock 5mm/30cm	2558206	
5ACF01-LV	ArtiSential Clinch Forceps ADJ Lock 5mm/38cm	2558178	
5ACF01-FV	ArtiSential Clinch Forceps ADJ No-Lock 5mm/38cm	2558173	
5ACF01S-LV	ArtiSential Clinch Forceps ADJ Lock 5mm/30cm	2558184	
5ACF01S-FV	ArtiSential Clinch Forceps ADJ No-Lock 5mm/30cm	2558181	

Descrizione del sistema:



Misure:



No.	Descrizione/ Funzione	Spiegazione
1	Morso	Le pinze del morso costituiscono l'elettrodo bipolare, che è una parte per tenere i tessuti, fare l'emostasi e taglio/coagulazione.
2	Snodo distale morso	La connessione snodata del morso, che sostiene le branche della pinza e permette la regolazione e movimentazione delle stesse da un lato all'altro.
3	Snodo prossimale morso	La connessione snodata del morso che permette allo stesso di muoversi contemporaneamente allo snodo distale per articolare in basso e in alto la pinza.
4	Stelo	Stelo di connessione tra gli snodi del morso e l'impugnatura
5	Anelli di controllo	La sede è posta nell'impugnatura, l'operatore inserendovi le dita è in grado di controllare i movimenti di presa del morso, quindi apertura e chiusura dello stesso, inoltre mediante le strisce in velcro regolabili, tale controllo diviene maggiormente preciso grazie ad una maggiore aderenza delle dita agli anelli stessi. 
6	Impugnatura	Spostando l'impugnatura verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e destra si muove il morso verso l'alto, verso il basso, a sinistra e a destra di un intervallo di +/-80 gradi, anche quando si ruota l'impugnatura, il morso può ruotare di 360 gradi.
7	Leva di blocco*	Fissa la posizione di presa e articolazione. *solo per i modelli dotati di leva di blocco. 

Morsi:



Pinza Fenestrata

Clinch Forceps

Dissettore Maryland





Dissettore Precise

5AUF01-LV 5AUF01-FV 5AUF01S-LV 5AUF01S-FV	5ACF01-LV 5ACF01-FV 5ACF01S-LV 5ACF01S-FV	5AUD01-LV 5AUD01-FV 5AUD01S-LV 5AUD01S-FV	5AUD02-LV 5AUD02-FV 5AUD02S-LV 5AUD02S-FV
--	--	--	--

Codice	Specifiche	D Diametro mm	E Morso mm	F Stelo mm
5AUF01-LV	Pinza Fenestrata Lock ADJ	Ø 5	20	380
5AUF01S-LV				300
5AUF01-FV	Pinza Fenestrata ADJ – No Lock			380
5AUF01S-FV				300
5AUD01-LV	Dissettore Maryland Lock ADJ		18	380
5AUD01S-LV				300
5AUD01-FV	Dissettore Maryland ADJ – No Lock			380
5AUD01S-FV				300
5AUD02-LV	Dissettore Precise Lock ADJ		17	380
5AUD02S-LV				300
5AUD02-FV	Dissettore Precise ADJ – No Lock			380
5AUD02S-FV				300
5ACF01-LV	Clinch Forceps Lock ADJ		22	380
5ACF01S-LV				300
5ACF01-FV	Clinch Forceps ADJ – No Lock			380
5ACF01S-FV				300

Prestazioni e Movimenti:

Prestazioni	
Angolo di articolazione morso alto/basso	Angolo di articolazione morso destra/sinistra
$\pm 80^\circ$ o più	$\pm 80^\circ$ o più



Materiali di composizione:	Acciaio inox
Stoccaggio:	Dopo il confezionamento, i prodotti devono essere conservati nelle seguenti condizioni, evitare i gas corrosivi e conservarli in un luogo ben ventilato. Umidità relativa: meno dell'80%, Temperatura: 1°C~50°C
Sterilizzazione:	EO Ossido di Etilene
Durata della Sterilizzazione:	36 mesi
Marchio CE:	Nr. 2024-MDR/QS-008 – Notify Body: 3EC International A.S. - 2265
Compatibilità:	Il prodotto è conforme alle normative vigenti in materia di compatibilità, tossicità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici, ed è privo di lattice e ftalati.
Classe di Appartenenza:	Classe IIa – Reg. UE 2017/745
Istruzioni, avvertenze, controindicazioni ecc.:	Si rimanda alle istruzioni d'uso allegate
Confezione:	Singola-monouso, Box da 1 pz
Confezionamento:	Esterno: cartone Interno: TNT – polietilene
Produttore:	LivsMed Inc. 304, D-dong, 700, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Repubblica di Corea (Yatap-dong Bundang TechnoPark) Tel: +82 70-4282-7652 Fax: +82 31-706-3211 Sito web: www.livsmed.co.kr e-mail: livsmed.info@gmail.com
Distributore Italia:	Joint Medical Srl Via Filippo Turati, 74 00015 - Monterotondo (RM) Tel. +39 06 39366066 Fax +39 06 25496205 info@jointmedical.it www.jointmedical.it